



Duo-System

Korrigierbares Lokalisationssystem

Das **SOMATEX® Duo-System** ist ein korrigierbares Lokalisationsset zur präoperativen Markierung von nicht palpablen, suspekten Mammaläsionen. Es erleichtert die intraoperative Befundlokalisierung für den Chirurgen. Für eine erforderliche Lagekorrektur kann der Markierungsdraht problemlos in die Kanüle zurück gezogen und erneut zur Markierung freigesetzt werden.





Vorteile im Überblick:

- Korrigierbarer Markierungsdraht
- Feste Verankerung durch Double-Loop-Technik
- Hohe Flexibilität des Drahtes
- Atraumatischer, extrem scharfer Kanülenschliff
- Fixierungsteil zur Vermeidung distaler Dislokation



Fixierteil



Produktname	Artikel-Nr.	Gauge	Durchmesser	Länge
Duo-System	271 440	20 G	0,95 mm	50 mm
Duo-System	271 441	20 G	0,95 mm	90 mm
Duo-System	271 443	20 G	0,95 mm	120 mm
MR Duo-System	601 607	20 G	0,95 mm	50 mm
MR Duo-System	601 609	20 G	0,95 mm	90 mm
MR Duo-System	601 611	20 G	0,95 mm	120 mm

Sales Office:
 Hohenzollerndamm 150/151 Haus 2 · D-14199 Berlin · Germany
 Tel.: + 49 (0) 30 319 82 25-00 · Fax: + 49 (0) 30 319 82 25-99
 info@somatex.com · www.somatex.com

SOMATEX®
 MEDICAL TECHNOLOGIES GMBH